

7. Правила хранения.

7.1. Кассеты следует хранить при температуре воздуха от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

7.2. Кассеты при хранении устанавливать в вертикальном положении.

8. Свидетельство о приемке.

8.1. Кассета радиографическая пластиковая РЕНЕКС КРП соответствует техническим условиям ТУ 9442-002-21009821-95 и признана годной для эксплуатации.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 18 месяцев с даты приобретения кассеты при соблюдении правил хранения, обращения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

9.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, которым является дата приобретения кассеты.

9.3. Гарантийный ремонт кассет осуществляется только при наличии настоящего паспорта предъявленного месте с кассетой.

9.4. Гарантийный срок хранения - пять лет со дня изготовления.

10. Свидетельство об упаковке.

10.1. Кассета радиографическая пластиковая РЕНЕКС КРП упакована согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией и ТУ.

Контролер _____
КОНТРОЛЕР
№ 1

Упаковщик _____
УПАКОВЩИК
№ 1

Дата _____
Май 2003

Дата _____
Май 2003

М.П.



TM

ЗАО "РЕНЕКС"



ИМО2

**КАССЕТА
РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ
ПЛАСТИКОВАЯ
С МАГНИТНЫМ ПРИЖИМОМ**

**РЕНЕКС К Р П
ТУ 9442-002-21009821-95**

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТКЗ 100 001 ПС**

**г. НОВОСИБИРСК
РОССИЯ
2003 г**

1. Назначение.

1.1. Кассеты РЕНЕКС КРП предназначены для укладки в них радио-

2. Технические характеристики.

Таблица 1

Наименование	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	масса кг
1. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 13х18	157	207	14.0	0.34
2. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 18х24	207	267	14.0	0.65
3. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 24х30	267	327	14.0	0.95
4. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 20х40	227	427	14.0	0.95
5. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 30х40	327	427	14.0	1.60
6. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 35х35	383	383	14.0	1.60
7. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 35х43	383	459	14.0	1.80
8. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 18х43	207	459	14.0	0.90
9. Кассета радиографическая пла- стиковая РЕНЕКС КРП 15х30	177	327	14.0	0.60

2.1. Кассеты радиографические пластиковые РЕНЕКС КРП обеспечи-
вают идеальный прижим экранов к пленке по всей площади кассеты благодаря
оригинальной магнитной системе, (патент фирмы "Agfa") вмонтированной в
кассету.

Внимание: свободный ход задней крышки кассеты не является
недостатком, или дефектом, и не влияет на эффективность работы
магнитного прижима.

3. Комплект поставки.

В комплект каждой кассеты должно входить:
3.1. Кассета РЕНЕКС КРП в сборе, комплект усиливающих экранов:
РЕНЕКС 3У-В1; РЕНЕКС 3У-В2; РЕНЕКС 3У-В3; РЕНЕКС 3У-И3;
РЕНЕКС 3У-И4; РЕНЕКС 3У-Г3 - 1 шт.
3.2. Паспорт на кассету - 1 шт.
3.3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации радиогра-
фических усиливающих экранов - 1 шт.

4. Устройство и принцип работы.
4.1. Кассета состоит из передней крышки с вмонтированными замками,
задней крышки и усиливающих радиографических экранов.
4.2. Передняя крышка представляет собой короб изготовленный из
автоматически рентгенопрозрачной пластмассы. На переднюю крыш-
ку с внутренней стороны наклеена стальная фольга на которую сверху на-
тевается усиливающий экран. Для обеспечения качественного прижима,

фольга имеет свободный ход относительно передней крышки кассеты. На пе-
реднюю крышку с наружной стороны наклеивается этикетка "К ИЗЛУЧАТЕЛЮ".
4.3. Задняя крышка изготовляется из окрашенного ударопрочного
пластика имеющего сотовую структуру. На крышку с внутренней стороны
наклеивается светонепроницаемая пластина жесткости, на пластину жестко-
сти наклеивается магнитная резина. Сверху на резину наклеиваются усили-
вающие картонки пациента и три наклеенные этикетки на которых указан тип
кассеты, тип вклеенного экрана, а также этикетка для заматов.
4.4. Передняя и задняя крышки кассеты соединены между собой пла-
стиковой светонепроницаемой петлей.

5. Порядок работы.

5.1. Перед началом работы с новой кассетой удалите бумажную
прокладку вложенную в кассету.
5.2. Положите кассету на стол задней (голубой) крышкой вверх, от-
кройте кассету путем одновременного сдвигания движков замков к центру
кассеты, откройте кассету с помощью боковых выступов расположенных по
короткой стороне кассеты.

5.2. Вложите пленку в кассету и закройте заднюю крышку двумя руками
до одновременного щелчка фиксаторов замков кассеты. Кассета готова к ра-
боте.
5.3. В правильно заряженной кассете крышка плотно закрывается без
приложения дополнительных усилий.

5.4. Зарядка кассеты должна производиться в затемненном помеще-
нии при соответствующем применении пленке освещении.
5.5. При производстве снимков располагайте кассету черной
крышкой на которую наклеена этикетка «К ИЗЛУЧАТЕЛЮ» к рентгенов-
ской трубке. Ни в коем случае не располагайте кассету голубой крышкой к
трубке. Центрируйте ее по рискам от светового центра.

5.6. При использовании в процессе съемки только части пленки, кас-
сету следует выставлять также по рискам при помощи светового центра.

6. Правила обращения.

6.1. Кассеты радиографические пластиковые РЕНЕКС КРП являются
прочными, рассчитанными на долгий срок службы изделия. Однако при их
эксплуатации следует соблюдать следующие условия:
- кассеты составляют только укомплектованным усиливающим
экранам, так как качественно вклеить экраны вне заводских условий не-
возможно.

- запрещается перегибать заднюю крышку кассеты на угол более
180°, так как это ведет к выходу из строя пленки;
- запрещается прилагать значительные физические усилия при
закрывании кассеты, это может привести к выходу из строя фиксаторов
замков;

- запрещается пропускать кассету любыми организмами рас-
поружениями, так как это ведет к разрыванию пластмассовых из-
готовлена кассета.